



Be Right™



## Orthophosphate Standard Solution, 0 mg/L PO<sub>4</sub>-P, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

LCW1051

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Standard Solution for use with the NP6000sc Phosphate Analyser.

---

### Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 mL
Όργανο :	NP6000sc
Παράμετρος :	Orthophosphate
Συγκέντρωση :	0 mg/L PO <sub>4</sub> -P