



Be Right™



Orthophosphate Standard Solution, 15 mg/L PO₄-P, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

LCW1056

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Standard Solution for use with the NP6000sc Phosphate Analyser.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 mL
Όργανο :	NP6000sc
Παράμετρος :	Orthophosphate
Συγκέντρωση :	15 mg/L PO ₄ -P