



Be Right™



Orthophosphate Standard Solution, 50 mg/L PO₄-P, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

LCW1058

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Standard Solution for use with the NP6000sc Phosphate Analyser.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

500 mL

Όργανο :

NP6000sc

Παράμετρος :

Orthophosphate

Συγκέντρωση :

50 mg/L PO₄-P