



Be Right™



Σετ αντιδραστηρίων για το ελεύθερο χλώριο, για τη συσκευή ανάλυσης χλωρίου CL17/CL17sc

Αρ. προϊόντος:

2556900-EU

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Παρασκευάστηκε για να πληροί τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας

Το σετ αντιδραστηρίων για ελεύθερο χλώριο χρησιμοποιείται με τον αναλυτή CL17/CL17sc, καθώς και με μεθόδους ανάλυσης μεγάλου όγκου. Τα αντιδραστήρια της Hach εγγυώνται σταθερά αποτελέσματα με μεγάλη ακρίβεια.

Το σετ αντιδραστηρίων για ελεύθερο χλώριο αποτελείται από:

- Μία φιάλη των 24 g με ένωση DPD
- Μία φιάλη των 473 mL με διάλυμα δείκτη ελεύθερου χλωρίου
- Μία φιάλη των 473 mL με ρυθμιστικό διάλυμα ελεύθερου χλωρίου

Θέλετε να απλοποιήσετε τις παραγγελίες αντιδραστηρίων; Ρωτήστε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Hach για το απλό και εύκολο πρόγραμμα αυτόματης παράδοσης αντιδραστηρίων CL17 και σετ αντιδραστηρίων της Hach.

*Το προϊόν αυτό δεν έχει αξιολογηθεί για δοκιμή για χλώριο και χλωραμίνες σε ιατρικές εφαρμογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	450
Αριθμός μεθόδου :	10059
Εύρος μέτρησης :	0,03 - 5,00 mg/L Cl ₂ για το CL17, 0,03 - 10,00 mg/L Cl ₂ για το CL17sc
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όνομα μεθόδου :	DPD
Όργανο :	CL17/CL17sc
Παράμετρος :	Χλώριο, ελεύθερο
Συνθήκες Αποθήκευσης:	Διατηρείτε τους περιέκτες ερμητικά κλειστούς σε δροσερό, χωρίς υγρασία και καλά αεριζόμενο χώρο. Να προστατεύεται από την υγρασία.
Τι περιέχει το καλάθι:	Ένωση DPD, 24 g Διάλυμα δείκτη ελεύθερου χλωρίου, 473 mL

Τι περιέχει το καλάθι

Ένωση DPD, 24 g Διάλυμα δείκτη ελεύθερου χλωρίου, 473 mL Ρυθμιστικό διάλυμα ελεύθερου χλωρίου, 473 mL

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Προστατευτικά γάντια μεγάλου μεγέθους (L), μπλε, νιτριλίου, χωρίς πούδρα, 50 τμχ. (Item SM743L)