




Be Right™



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου νιτρικών NitraVer 5, 5 mL, συσκ./100

Αρ. προϊόντος:

1403599-EU

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήριο σε σκόνη μέσα σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό του αζώτου-νιτρικών έως 50 mg/L NO₃-N.

Για προσδιορισμό νιτρικών υψηλού εύρους μέτρησης με τη μέθοδο αναγωγής καδμίου NitraVer 5. Εύρος μέτρησης: έως και 50 mg/L ως νιτρικά-N. Μέγεθος δείγματος: 5 mL. Συσκευασία από 100 φακελάκια με σκόνη.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Αναγωγή καδμίου

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Προστατευτικά γάντια μεγάλου μεγέθους (L), μπλε, νιτριλίου, χωρίς πούδρα, 50 τμχ. (Item SM743L)