



Be Right™



## Σετ χρωματικού δίσκου για τον προσδιορισμό Ελευθέρου Χλωρίου, model CN-66F (συσκ./100)

Αρ. προϊόντος:

223102-EU

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Περιοχή μέτρησης 0.1-3.4 mg/L Cl<sub>2</sub>

### Προδιαγραφές

Parameter:	Chlorine Free
Smallest increment:	0.2
Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	0 - 3,4 mg/L Cl <sub>2</sub>
Κατηγορία:	Χρωματικός δίσκος
Μοντέλο :	CN-66F
Μοντέλο σετ μέτρησης :	CN-66F <sup>2</sup>
Όνομα μεθόδου :	Χρωματικός δίσκος/DPD
Παράμετρος :	Χλώριο, χαμηλή περιοχή - Ως Ελεύθερο Cl <sub>2</sub>
Τυπικό εύρος μέτρησης:	0 - 3.4 mg/L Cl <sub>2</sub>
Τύπος θήκης :	B
Υποσημείωση :	*mg/L εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; grg = grains per gallon; 1 grg = 17.1 mg/L ή 17.1 ppm.