



Be Right™



## Σετ αντιδραστηρίων για το χλώριο (ελεύθερο και ολικό), DPD FEAS, ψηφιακός τιτλοδότης

Αρ. προϊόντος:

2445300-EU

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Για προσδιορισμό του χλωρίου (ελεύθερου και ολικού) με ψηφιακή τιτλοδότηση αιθυλενοδιαμμονιακού θειικού σιδήρου, με χρήση δείκτη DPD. Εύρος μέτρησης: έως και 3,00 mg/L Cl<sub>2</sub>.

Το σετ αντιδραστηρίων περιλαμβάνει: Φακελάκια αντιδραστηρίου DPD σε σκόνη για ελεύθερο χλώριο, φακελάκια αντιδραστηρίου DPD σε σκόνη για ολικό χλώριο, φυσίγγιο τιτλοδότησης αιθυλενοδιαμμονιακού θειικού σιδήρου, 0,00564 N. Περίπου 40 - 100 τεστ. Χωρίς βορικό οξύ!

### Ακριβή αποτελέσματα - όποτε και όπου τα χρειαστείτε

Οι ψηφιακές μέθοδοι τιτλοδότησης χρησιμοποιούν μια συσκευή διανομής υψηλής ακρίβειας και φυσίγγια συμπυκνωμένου διαλύματος τιτλοδότησης για τη διενέργεια αναλύσεων στο εργαστήριο, στο εργοστάσιο ή στο πεδίο.

### Γρήγορο και εύλεκτο

Τα εναλλάξιμα φυσίγγια σας επιτρέπουν να αλλάζετε διαλύματα τιτλοδότησης μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν απαιτείται καθαρισμός ή έκπλυση των προχοϊδων.

### Ευέλικτο

Διατίθενται πάνω από 50 συνδυασμοί παραμέτρων/εύρους μέτρησης

### Οικονομικό

Τα συμπυκνωμένα διαλύματα τιτλοδότησης επιτρέπουν 40-100 τυπικές τιτλοδοτήσεις ανά φυσίγγιο.

---

## Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	40 - 100
Εύρος μέτρησης :	0 - 3,00 mg/L Cl <sub>2</sub>
Όνομα μεθόδου :	DPD-FEAS

---

## Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Προστατευτικά γάντια μεγάλου μεγέθους (L), μπλε, νιτριλίου, χωρίς πούδρα, 50 τμχ. (Item SM743L)