



Ρύθμιση ιονικής ισχύος (ISA) αμμωνίας, διάλυμα, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

2824349-EU

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Ρυθμιστές ιονικής ισχύος (ISA) για τον προσδιορισμό της αμμωνίας με τη μέθοδο των ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων (ISE). Εξαλείφουν τις περισσότερες παρεμποδίσεις. Διάλυμα, φιάλη των 500 mL.

Προδιαγραφές

Package settings:

Φιάλη

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

500 mL

Παράμετρος :

Αμμωνιακά

Συγκέντρωση :

ISA