



Be Right™



Έγχρωμο πρότυπο διάλυμα, 500 μονάδες Pt Co, συσκ./16 - Αμπούλες Voluette των 10 mL

Αρ. προϊόντος:

141410-EU

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Για ελέγχους ακρίβειας στους προσδιορισμούς χρώματος. 500 μονάδες πλατίνας-κοβαλτίου, συσκ./16 - Αμπούλες Voluette των 10 mL.

Απλοί έλεγχοι ακρίβειας

Τα πρότυπα διαλύματα σε αμπούλες Voluette και PourRite είναι σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν απευθείας με ελέγχους ακρίβειας προσθηκών πρότυπων στις διεργασίες της Hach και στο λογισμικό φωτομέτρου. Χρησιμοποιήστε την πιπέτα TenSette για να προσθέσετε ακριβείς ποσότητες πρότυπου και για να ελέγξετε την ποσοστιαία ανάκτηση, ώστε να επιβεβαιώσετε την απόδοση του συστήματος ανάλυσης.

Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων

Ανοίγετε μια καινούργια αμπούλα προτύπου για κάθε έλεγχο ακρίβειας. Κάθε αμπούλα περιέχει αρκετή ποσότητα προτύπου για ένα σύνολο προσθηκών πρότυπων.

Αξιόπιστα αποτελέσματα

Οι σφραγισμένες αμπούλες αποτρέπουν την τυχαία μόλυνση ή εξάτμιση των πρότυπων διαλυμάτων.

Προδιαγραφές

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Κατηγορία: | Διάλυμα |
| Όγκος/Μέγεθος πακέτου : | 16 x 10 mL ampules |
| Παράμετρος : | Color |
| Περιγραφή : | Έγχρωμα πρότυπα διαλύματα |
| Συγκέντρωση : | 500 μονάδες |