



Nitrate test kit, model NI-11

Αρ. προϊόντος:

146803-EU

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



One of Hach's most popular test kits, it uses the simple, low-cost color disc method.

One of Hach's most popular test kits

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Προδιαγραφές

Parameter:	Nitrogen, Nitrate
Smallest increment:	1.0
Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	0 - 40 mg/L NO ₃ ⁻ -N
Κατηγορία:	Χρωματικός δίσκος
Μοντέλο :	NI-11
Μοντέλο σετ μέτρησης :	NI-11**
Όνομα μεθόδου :	Color disc/ Cadmium reduction
Παράμετρος :	Nitrogen, Nitrate - As NO ₃ ⁻ -N
Τυπικό εύρος μέτρησης:	0 - 40 mg/L NO ₃ ⁻ -N
Τύπος θήκης :	B