



Κιτ ρυθμιστικών διαλυμάτων, με χρωματική κωδικοποίηση, pH 4,01, pH 7,00 και pH 10,01, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

2947600-EU

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Εξοικονομήστε χρήματα με την αγορά 3 συσκευασιών ρυθμιστικού διαλύματος pH!

Πρότυπο ρυθμιστικό διάλυμα pH για βαθμονόμηση ηλεκτροδίων pH. Συσκευασία 3 ρυθμιστικών διαλυμάτων pH με χρωματική κωδικοποίηση. Το pH είναι $\pm 0,02$ μονάδες pH. Φιάλες των 500 mL με pH 4,01, 7,00 και 10,01

Μείωση κόστους κατά 33% σε σύγκριση με την αγορά μίας φιάλης

Προδιαγραφές

Package settings:	Φιάλη
Ιχνηλάσιμο κατά NIST:	Ναι
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	3 συσκ. των 500 mL
Περιγραφή :	Αντιδραστήριο βαθμονόμησης ρυθμιστικού διαλύματος pH
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25°C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)
Τιμή (εξ) pH:	4,01, 7,00 και 10,01 $\pm 0,02$ pH στους 25°C
Χρωματικοί κωδικοί:	Ναι