



Σετ αντιδραστηρίων μολύβδου, 5 - 150 µg/L Pb

Αρ. προϊόντος:

2375000-EU

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Ο όξινος διαλυτός μόλυβδος που περιέχεται σε ένα δείγμα πόσιμου νερού αρχικά συμπυκνώνεται σε μια συσκευή στήλης ταχείας εκχύλισης. Στη συνέχεια ο μόλυβδος εκλύεται από τη συσκευή εκχύλισης και προσδιορίζεται χρωματομετρικά με χρήση ενός δείκτη.

Προδιαγραφές

Shipping Method:	Σετ αντιδραστηρίων μολύβδου
Αριθμός δοκιμών :	20
Αριθμός μεθόδου :	8317
Εύρος μέτρησης :	5 - 150 µg/L Pb
Όνομα μεθόδου :	LeadTrak
Όργανο :	Δείτε τη Μέθοδο/Διαδικασίες για τα όργανα που είναι συμβατά με αυτό το προϊόν
Παράμετρος :	Μόλυβδος

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Προστατευτικά γάντια μεγάλου μεγέθους (L), μπλε, νιτριλίου, χωρίς πούδρα, 50 τμχ. (Item SM743L)